



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Duschklapsitz mit Gasdruckfeder ohne Rückenlehne

A 153.5

Bestellnummer: 538600

Maße: L= 415 B= 486 mm

Belastbarkeit: 80 kg bei Massivwand

Duschklapsitz ohne Rückenlehne zur Wandmontage aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung. Sitzfläche gefertigt aus Kunststoffmodulen Farbe weiß, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip - Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



REHAGRIP Duschklapsitz mit Gasdruckfeder ohne Rückenlehne

A 15350

Bestellnummer: 535312

Maße: L= 415 B= 486 mm

Belastbarkeit: 80 kg bei Massivwand

Duschklapsitz ohne Rückenlehne zur Wandmontage aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm. Mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung. Sitzfläche gefertigt aus Kunststoffmodulen, inkl. Befestigungsset

Fabrikat: Rehagrip – Color Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW