



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### **REHAGRIP Strickleiter Programm Deckenmontage**

79.0                                      Bestellnummer:      531828

Maße: Höhe 1250 Breite 500

Umsetzhilfe Deckenmontage aus Chromnickelstahl, gefertigt aus glattem Rundrohr  
Werkstoff 1.4301 Durchmesser 32 mm, Stärke 1,5 mm, mit einem einhängbaren  
3-Sprossen Strickleiterelement, inkl. Befestigungsset

Fabrikat: Rehagrip – Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW