



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### **REHAGRIP Umsetzhilfe Decken- Deckenmontage**

87.0

Bestellnummer: 931199

Maße: 2000 mm gestreckte Länge A+B

Maß A = ab 500 mm generell mit Befestigungsflansch

Maß B = > 2000 mm generell mit Deckenstütze

Umsetzhilfe Decken-Deckenmontage aus Chromnickelstahl, gefertigt aus glattem Rundrohr Werkstoff 1.4301 Durchmesser 32 mm Stärke 1,5 mm in verschiedenen Ausführungen, mit einer 3sprossen Chromnickelstahl-Leiterelement verschiebbar, bei Belastung arretierbar, inkl. Befestigungsset.

Belastbarkeit 130 kg

Fabrikat: Rehagrip – Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW