



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REHAGRIP Umsetzhilfe Deckenmontage

88.0 Bestellnummer: 931172

Maße: 1000 mm; jede weitere Abmessung auf Anfrage

Umsetzhilfe bestehend aus einer Deckenschiene galvanisch verzinkt, (alternativ aus Chromnickelstahl in weiß pulverbeschichtet) komplett mit Endstopper, Deckenbefestigungsmuffen und einer Umsetzhilfe aus einem 3 sprossen Strickleiterelement, bei Belastung stop, bei Entlastung Fahren, inkl. Befestigungsset

Belastbarkeit 130 kg

Fabrikat: Rehagrip



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW