

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REHAGRIP Umsetzhilfe Wand-Decken Montage

86.0 Bestellnummer: 931198

Maße: bis 2000 mm gestreckte Länge A + B

Maß B= ab 500 mm generell mit Befestigungsflansch

Maß A= > 2000 mm generell mit Deckenstütze

Umsetzhilfe Wand-Deckenmontage aus Chromnickelstahl, gefertigt aus glattem Rundrohr Werkstoff 1.4301 Durchmesser 32 mm Stärke 2,5 mm in verschiedenen Ausführungen, mit einer 3-Sprossen Chromnickelstahl-Leiterelement verschiebbar, bei Belastung arretierbar, inkl. Befestigungsset.

Belastbarkeit 130 kg

Fabrikat: Rehagrip – Glatt