



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## AUSSCHREIBUNGSTEXT



### **REHAGRIP Duschklapsitz mit Airmatic zum Ein- und Aushängen**

D 154.0

Bestellnummer: 545040

Maße: L= 545; B= 486; H= 435 mm

Belastbarkeit: 250 kg bei Massivwand;  
einhängbar ab einer Stangenlänge von 600 mm

Duschklapsitz ADIPO mit Rückenlehne zum Ein- und Aushängen aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung. Sitzfläche und Rückenlehen gefertigt aus Kunststoffmodulen Farbe weiß. Mit einer angeschweißten selbsteinschwenkenden Bodenstütze aus Chromnickelstahl, DM 32 mm mit einer Kontakt-Einstellschraube aus Kunststoff, Verstellhöhe 20 mm.

Fabrikat: Rehagrip - Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at



### **REHAGRIP Duschklappsitz mit Airmatic zum Ein- und Aushängen**

D 15400

Bestellnummer: 545140

Maße: L= 545; B= 486; H= 435 mm

Belastbarkeit: 250 kg bei Massivwand

einhängbar ab einer Stangenlänge von 600 mm

Duschklappsitz ADIPO mit Rückenlehne zum Ein- und Aushängen aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm. Mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Sitzfläche mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagrechter und senkrechter Stellung. Sitzfläche und Rückenlehnen gefertigt aus Kunststoffmodulen, Mit einer angeschweißten, selbsteinschwenkenden Bodenstütze aus Chromnickelstahl, DM 32 mm mit einer Kontakt-Einstellschraube aus Kunststoff, Verstellhöhe 20 mm

Fabrikat: Rehagrip – Color Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW