



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Rückenstütze

A 124.0 Länge 700 mm Höhe 180 mm

Bestellnummer: 533410

Maße: Mitte – Mitte - Rohr

Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geätzt. Mit zwei 90° Biegungen und zwei Gewinde für die Montage auf den Grundplatten von Klappgriffen oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Fabrikat: Rehagrip- Grip



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;


Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Rückenstütze

A 124.0 Länge 700 mm Höhe 180 mm

Bestellnummer: 538819

Maße: Mitte – Mitte - Rohr

Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Glatte Oberfläche elektrolytisch gegläntzt. Mit zwei 90° Biegungen und zwei Gewinde für die Montage auf den Grundplatten von Klappgriffen oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Fabrikat: Rehagrip- Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Rückenstütze

A 12400 Länge 700 mm Höhe 180 mm

Bestellnummer: 517120

Maße: Mitte – Mitte - Rohr

Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und zwei Gewinde für die Montage auf den Grundplatten von Klappgriffen oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Fabrikat: Rehagrip- Grip-Color



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Rückenstütze

A 12400 Länge 700 mm Höhe 180 mm

Bestellnummer: 537558

Maße: Mitte – Mitte - Rohr

Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und zwei Gewinde für die Montage auf den Grundplatten von Klappgriffen oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Fabrikat: Rehagrip- Glatt-Color



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW