

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REHAGRIP Rückenstütze für die Montage auf Wand und Klappgriff

A 124.1	Länge 700 mm Höhe 180 mm rechts	Bestellnummer:	433410
A 124.2	Länge 700 mm Höhe 180 mm links		433411

Maße: Mitte – Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geätzt. Mit zwei 90° Biegungen und einer angebohrten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm 3 mm Stärke durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Auf einer Seite mit Gewinde für Montage auf Grundplatte von Klappgriff oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage!

Fabrikat: Rehagrip- Grip

REHAGRIP Rückenstütze

REHAGRIP Rückenstütze für die Montage auf Wand und Klappgriff

A 124.1	Länge 700 mm Höhe 180 mm rechts	Bestellnummer:	438819
A 124.2	Länge 700 mm Höhe 180 mm links		438820

Maße: Mitte – Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Glatte Oberfläche elektrolytisch geätzt. Mit zwei 90° Biegungen und einer angeordneten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm 3 mm Stärke durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Auf einer Seite mit Gewinde für Montage auf Grundplatte von Klappgriff oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage!

Fabrikat: Rehagrip- Glatt

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REHAGRIP Rückenstütze für die Montage auf Wand und Klappgriff

A 12410	Länge 700 mm Höhe 180 mm rechts	Bestellnummer:	417120
A 12420	Länge 700 mm Höhe 180 mm links		417121

Maße: Mitte – Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und einer angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm 3 mm Stärke durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Auf einer Seite mit Gewinde für Montage auf Grundplatte von Klappgriff oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage!

Fabrikat: Rehagrip- Grip-color

REHAGRIP Rückenstütze für die Montage auf Wand und Klappgriff

A 12410	Länge 700 mm Höhe 180 mm rechts	Bestellnummer:	437558
A 12420	Länge 700 mm Höhe 180 mm links		437559

Maße: Mitte – Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 150 kg

Rückenstütze aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und einer angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm 3 mm Stärke durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Auf einer Seite mit Gewinde für Montage auf Grundplatte von Klappgriff oder Wand-Stützgriff Bügelform. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul (Höhe 180 mm Breite 486 mm) zum Anlehnen.

Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage!

Fabrikat: Rehagrip- Glatt-color